

Vélo semi-allongé 7.0 R



Le **Dyaco Rehabilitation Bike 7.0R** est un vélo recumbent haut de gamme destiné à la **kinésithérapie** et à la **rééducation fonctionnelle**.

Il offre un **siège pivotant sur 8 positions**, une **résistance bidirectionnelle sur 50 niveaux**, une console performante avec mesure de **symétrie de pédalage**, et des réglages précis pour s'adapter aux patients fragiles ou à mobilité réduite.

Référence DTE7000MR

EAN13 : -

CUP : -

Galerie de produits :



1. Positionnement & usages thérapeutiques

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

Le **Dyaco 7.0R** est pensé pour les structures médicales, cabinets de rééducation ou centres de réadaptation désireux d'offrir un outil sécurisé, personnalisable et performant pour le travail cyclique des membres inférieurs. Il convient particulièrement à la reprise post-blessure, aux protocoles cardiovasculaires doux, à la rééducation après chirurgie ou à l'entretien fonctionnel.

2. Caractéristiques techniques & fonctionnalités

- **50 niveaux de résistance bi-directionnelle** (avant et arrière) pour des protocoles progressifs et complets.
- **Siège pivotant 8 positions**, facilitant l'installation et la mise en place du patient.
- **Console avancée** : mesure de la **symétrie de pédalage** (puissance jambe gauche vs jambe droite), données en temps réel (RPM, watts, calories, METs...).
- **Réglage du pédalier** : possibilité de rapprocher les pédales sur la manivelle pour travailler avec une amplitude réduite dès 15°.
- **Résistance de 5 à 750 watts** pour couvrir du très léger effort au renforcement modéré.
- Format compact mais robuste : dimensions ~ 145 × 77 × 130 cm, poids ? 82 kg. Capacité maximale de l'utilisateur : **200 kg**.
- Conçu avec une **entrée basse**, conçu pour faciliter l'accès des patients ayant une mobilité réduite.

3. Bénéfices en rééducation & kinésithérapie

- Permet un **renforcement musculaire progressif** sans contrainte excessive sur les articulations.
- La mesure de **symétrie de pédalage** aide à identifier et corriger les déséquilibres entre les membres.
- Le réglage du pédalier dans une amplitude réduite permet d'entamer la rééducation même en phase précoce.
- Le siège pivotant facilite l'installation du patient, en particulier pour les personnes à mobilité réduite, sans nécessiter de transfert complexe.
- Compatible avec des protocoles cardio doux, récupération active, entretien musculaire et rééducation post-opératoire.

4. Conseils d'intégration thérapeutique & précautions

- Ajuster le siège et la position du pédalier selon les données patient (flexion maximale / minimale) avant chaque session.
- Commencer les séances à basse résistance pour vérifier la qualité gestuelle.
- Superviser les asymétries de pédalage et ajuster selon les retours de la console.
- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement de la console, des pédales et des réglages mécaniques.
- Assurer une maintenance standard pour garantir longévité et sécurité de l'appareil.

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com



KINÉSTOCK
La référence

caractéristiques du produit :

Poids: 65 kg

Dimensions: 145 x 77 x 130 cm

Video: 0H4b7_4W0ds

Roulettes: Oui

Poids max: 200 kg

Résistance: 1 à 50

Réglage selle: Oui

Réglage guidon: Oui

Système de freinage: électromagnétique

Volant d'inertie: 7 kg

Fréquence cardiaque: palpeurs tactiles intégrés

Attributs du produit :

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com