

## Reboots One & Pants 2.0



Reboots ONE est un appareil de pressothérapie doté de 6 programmes de massage différents, ce qui en fait la machine de **récupération sportive idéale à la maison ou en cabinet de professionnel de santé.**

Combiné au nouveau pantalon de compression Reboots Pants 2.0, le One procure une compression efficace et fluide des pieds jusqu'aux fessiers.

Vous profitez ainsi d'une régénération complète réduisant considérablement les courbatures et améliorant les performances.

Référence RB-141  
EAN13 : -  
CUP : -

Retrouvez l'appareil Reboots One accompagné du tout nouveau pantalon de pressothérapie Pants 2.0 idéal pour profiter d'un **massage complet des pieds jusqu'aux bas du dos.**

Grâce à ses 8 chambres, le Pants 2.0 est parfaitement adapté au Reboots One pour que vous puissiez profiter des mêmes fonctionnalités qu'avec les bottes.

Le Reboots One est un appareil de pressothérapie qui offre de très bonnes performances de massage, notamment grâce à ses **différents programmes et sa capacité à neutraliser les cellules gonflables** à votre guise. Vous ciblez plus facilement les zones sur lesquelles vous souhaitez exercer une pression ou non.

- **Modèle pantalon** : garantit une pressothérapie couvrant jusqu'aux hanches, avec une ceinture ajustable.
- **8 niveaux d'intensité** : pression modulable jusqu'à 240 mmHg, pour un massage puissant selon vos besoins.
- **8 coussins d'air** : transitions fluides grâce à un chevauchement qui assure un flux continu.
- **6 programmes personnalisés** : modes de massage adaptés à l'échauffement, la récupération, et le soulagement des douleurs ciblées.

CONTACTEZ-NOUS !

**02 48 23 61 61**

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

- **Fonctionnement sur secteur** : soins prolongés sans contrainte de recharge.
- **Coussins déconnectables** : possibilité de désactiver des zones spécifiques pour un massage sur-mesure.

L'achat de l'appareil de pressothérapie spécialement pensé pour le sport Reboots modèle ONE inclut les éléments suivants :

- 2 bottes de compression
- 1 boîtier de contrôle Reboots ONE avec 1 jeu de tuyaux
- 1 adaptateur secteur
- 1 télécommande (pile CR2032-3V - non fournie)
- 1 manuel d'utilisation
- 2 ans de garantie constructeur

### Quelle est la différence entre les bottes et le pantalon ?

Le pantalon de pressothérapie va au-delà des bottes en offrant une couverture étendue, des orteils jusqu'au milieu du corps, en fonction de la taille. Ce modèle connecté cible les grands groupes musculaires, notamment les fessiers, les hanches et le bas du dos, pour favoriser une récupération complète. Il englobe tous les muscles de la jambe, apportant un soutien renforcé à votre programme de régénération musculaire.

Ces bottes de compression font parties des **plus évoluées possible**, ces caractéristiques techniques sont les suivantes :

- **Flux de compression continu** : Gain de qualité grâce aux nombreux coussins (8) qui se chevauchent et offrent ainsi des transitions fluides pour un massage particulièrement efficace.
- **Pression très puissante et ajustable** : 8 niveaux d'intensité à adapter selon vos sensations, jusqu'à 240 mmHg de pression, offrant une compression du tissu musculaire bien plus ferme pour "expulser" les déchets.
- **Programmes variés** : 6 modes de massage à sélectionner selon vos besoins, échauffement, récupération, douleurs localisées...

CONTACTEZ-NOUS !

**02 48 23 61 61**

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

- **Coussins désactivables** : si vous souhaitez exclure du massage une ou plusieurs zones, chaque coussin peut être désactivé.
- **Différences avec modèle GO** : 8 niveaux d'intensités au lieu de 16, non équipé de batterie, 8 coussins au lieu de 6, 6 programmes au lieu de 4.

### caractéristiques du produit :

Poids: 5.2 kg

Dimensions: appareil : 30x24x10 cm

Intensité: 8

Garantie: 2 ans

Programmes: 6

Puissance: Maximum 240 mmhg

Pression maximale: 240 mmhg

Connexion Bluetooth: oui

Nombre de coussin d'air: 8

CONTACTEZ-NOUS !

**02 48 23 61 61**

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com