

Vélo elliptique motorisé bras & jambes – mode actif / passif



Ce **vélo elliptique motorisé bras & jambes** est conçu pour la **rééducation** et la **kinésithérapie**, offrant à la fois un exercice complet du haut et du bas du corps.

Il dispose de **modes actif et passif** (jusqu'à 30 vitesses), de **pédales larges avec sangles**, et d'une console LED affichant temps, distance, vitesse et calories.

Son fonctionnement silencieux et son réglage motorisé permettent une utilisation confortable, sécurisée et progressive pour les patients en récupération.

Référence ELL-MOT-001

EAN13 : -

CUP : -

Galerie de produits :



CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

1. Objectif thérapeutique

Ce vélo elliptique motorisé est pensé pour accompagner les patients dans leurs protocoles de **rééducation fonctionnelle**. Il permet de mobiliser simultanément les bras et les jambes, tout en offrant la possibilité d'un mouvement **guidé en mode passif** pour les phases où le patient ne peut pas encore produire l'effort lui-même.

2. Modes de fonctionnement

- **Mode actif** : le patient pédale selon une résistance réglable (30 vitesses) pour stimuler l'effort musculaire.
- **Mode passif** : le système motorisé entraîne automatiquement les mouvements, utile en phase précoce de rééducation ou pour des sessions de mobilisation passive.
- La console permet de choisir le niveau de vitesse ou de résistance et de suivre les paramètres essentiels : temps, distance, calories, vitesse.

3. Caractéristiques techniques & ergonomie

- **30 niveaux de vitesse / résistance** : pour moduler finement l'intensité selon la tolérance du patient.
- Réglage en hauteur et profondeur pour s'adapter à différentes morphologies.
- **Pédales larges avec sangles réglables**, garantissant la sécurité des pieds même en faible contrôle moteur.
- Structure anti-glisse intégrée pour stabiliser l'appareil lors de la session.
- Fonctionnement silencieux (« Eco-Quiet ») adapté aux environnements de soin.
- Alimentation 24 V (transformateur inclus) pour un fonctionnement stable.

4. Bénéfices en contexte de rééducation

- Permet des **mobilisations précoces**, notamment en mode passif, quand l'effort actif n'est pas encore possible.
- Favorise le **renforcement musculaire progressif**, avec contrôle fin de la résistance.
- Engage simultanément les membres supérieurs et inférieurs, ce qui est excellent pour la **coordination globale** et la stimulation neuromusculaire.
- Fonctionnement silencieux et ergonomie pensée pour ne pas gêner l'environnement de soin.
- Console et paramètres mesurables : utiles pour le suivi des progrès, l'adaptation des protocoles et la motivation du patient.

caractéristiques du produit :

Alimentation: nc

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com



KINÉSTOCK
La référence

Poids: nc
Dimensions: nc
Ecran: NC
Garantie: nc
Longueur: nc
Largeur: nc
Hauteur: nc
Fréquence d'utilisation: nc
Poids max: nc
Masse d'inertie: nc
Système de freinage: nc
Unité de base: nc
Piètement TIGO roulettes: nc
Anti-bascule avec enrouleurs: nc
Cale-pieds: nc
Fixations mécanique: nc
Guide mollets: nc
Manivelles longues: nc
Adaptateurs membres supérieurs: nc
Poignées thérapeutiques MS: nc
Repose bras: nc
Manchettes: nc
Logiciel THERA- soft: nc
Affichage: nc

Attributs du produit :

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com