

Physio 410 Ergometre



Découvrez le **Physio 400**, un **vélo ergomètre robuste et polyvalent**, conçu pour offrir un entraînement cardiovasculaire efficace et confortable, idéal pour la rééducation et l'amélioration de la condition physique.

Référence PHY410

EAN13 : -

CUP : -

- Châssis mécano-soudé très rigide en tube de forte section
- Freinage par système électromagnétique à courant de Foucault
- Transmission par courroies souples et silencieuses équipées d'un système automatique de tension
- Selle réglable en hauteur
- Roulettes et poignées de déplacement
- Accessibilité du châssis étudiée pour faciliter l'enjambement
- Alimentation 230 V / 50 Hz prise 16 A (2P+T) consommation 1 A

Informations affichées :

- Puissance développée (Watts), consigne de freinage (Watts), Vitesse de pédalage (tr/mn), Distance (km), Temps, Calories consommées (Pour Physio 430, Physio 460 et Physio 470)
- Utilisation possible en mode manuel
- Affichage « Basic » à cristaux liquides (Pour Physio 410) p Affichage « Classic » à cristaux liquides et à LED (Pour Physio 430, Physio 460 et Physio 470)
- Programmes : 5 programmes personnalisables, 1 programme à puissance constante, 12 programmes préétablis (Pour Physio 430, Physio 460 et Physio 470)
- Affichage en 5 langues

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com



KINÉSTOCK
La référence

caractéristiques du produit :

Poids: 65 kg

Dimensions: 135X74X135 cm

Ecran: cristaux liquides

Programmes: non

Fréquence d'utilisation: 8 h / jour

Poids max: 130 kg (200 kg en option)

Masse d'inertie: sans

Résistance: 5 à 550 W

Réglage selle: non

Réglage guidon: non

Capteur de pulsations: non

Temps d'entraînement: oui

Calories: oui

Tour par minute: oui

Système de freinage: électromagnétique à courant de Foucault

MAJ: 01/2024

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com