

Location Attelle Arthromoteur de la cheville



Découvrez notre service de **location d'arthromoteurs pour la cheville**, un dispositif essentiel pour la rééducation post-opératoire ou après une blessure. Notre arthromoteur est conçu pour favoriser la **mobilité articulaire**, réduire la **raideur musculaire** et accélérer le processus de **guérison**. Grâce à une utilisation régulière, vos patients pourront retrouver une fonctionnalité optimale de leur cheville. Optez pour la location d'un arthromoteur de cheville et assurez une rééducation efficace et confortable pour vos patients.

Référence LOC104
EAN13 : -
CUP : -



Galerie de produits :



Les attelles motorisées de rééducation ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. Vous pouvez peut-être être remboursé par votre mutuelle, votre assurance protection civile, assurance automobile ou assurance vie.

Livraison et reprise chez vous partout en France métropolitaine.

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

L'attelle Kinetec Breva permet la mobilisation passive de l'arrière pied en position assise ou allongée. Deux types de mouvements sont possibles : Flexion Plantaire / Flexion Dorsale (40° à 30°) Eversion / Inversion (25° à 25°)

Caractéristiques :

- Télécommande facilitant la programmation
- Indications Mobilisation passive des fractures suivantes après ostéosynthèse : Fractures malléolaires Fractures du pilon tibial Fractures de l'astragale Fractures du calcanéum Mobilisation des articulations du pied après traitement opératoire ou non des lésions : Du tendon d'Achille Du ligament latéral externe Du ligament latéral interne Allongement chirurgical du tendon d'Achille pour raideur post traumatique
- Ajustements numériques : Mode échauffement : (Warm Up), le patient atteint progressivement les limites d'amplitudes programmées
- Mode Manuel : (Modulation), ce mode permet un réglage précis des limites articulaires tolérées par le patient. Ce mode est généralement utilisé en début de séance
- Mode Dépassement : (By Pass), utilisé en cours de séance de travail, ce mode permet d'ajuster les limites articulaires tolérées par le patient, offrant ainsi un réel travail progressif des amplitudes
- Réglage de la Force : (Force), véritable outil de sécurité permettant au patient d'inverser, plus ou moins facilement, le mouvement par une simple contraction musculaire
- Minuterie : (Timer), contrôle du temps de séance Programmation : (Program), mémoire de 16 différents programmes ou séances de travail pré-établi
- Caractéristiques Techniques : Télécommande détachable améliorant le transport et la maintenance.
- Emplacement dédié pour le stockage de la télécommande lorsque l'attelle n'est pas utilisée ou pendant le transport. Possibilité de blocage de la modification des paramètres.
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient. Large écran LCD. Tailles de pieds : de 19 cm à 29 cm.

caractéristiques du produit :

Attributs du produit :

Durée: 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines, 9 semaines, 10 semaines

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com