

Vélo Ergomètre TOORX BRX-3000



Découvrez le Vélo Ergomètre TOORX BRX-3000, un équipement de fitness de haute qualité conçu pour offrir un entraînement cardiovasculaire précis et confortable, avec des fonctionnalités avancées telles qu'un système de résistance réglable et un écran LCD intuitif pour un suivi optimal de la performance.

Référence BRX-3000
EAN13 : -
CUP : -

Galerie de produits :



1. Positionnement & usages thérapeutiques

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

Le **Toorx BRX-3000 Ergo** appartient à la gamme **Chrono Pro Line** et se destine aux environnements professionnels et paramédicaux. Il est conçu pour offrir un outil fiable et mesurable pour les protocoles de **rééducation cardiovasculaire**, de **remise en charge musculaire**, ou de maintien pendant les pathologies chroniques.

2. Caractéristiques techniques principales

- Système de freinage : **ergomètre à induction magnétique**, avec **32 niveaux de résistance électronique**
- Roue d'inertie : **16 kg**
- Charge maximale utilisateur : **160 kg**
- Console : écran LCD rétroéclairé avec support smartphone/tablette, inclinaison micrométrique
- Fonctions : temps, distance, vitesse, calories, RPM, pouls, watt, programmes (manuel, préréglés, HRC, watt)
- Connectivité : Bluetooth intégré (App Ready 2.0), compatible avec **iConsole+** et **Kinomap**
- Réglages : selle ajustable en horizontal et vertical, guidon multi-prises, pédales extra larges avec lanières
- Dimensions & poids : 960 × 560 × 1430 mm, poids net ? 52 kg

3. Avantages en rééducation / kinésithérapie

- **Progressivité précise** : les 32 niveaux de résistance permettent d'adapter finement la charge selon le stade de récupération.
- **Mesure objective** : grâce à la fonction watt, à la console et à la connectivité, le praticien peut suivre les progrès du patient.
- **Polyvalence d'usage** : stable, fluide et silencieux — adapté aux cabinets où le bruit doit rester limité.
- **Adaptabilité ergonomique** : les réglages multiples permettent un ajustement pour divers profils, même avec limitations physiques.
- **Motivation & suivi connecté** : l'intégration avec des applications mobiles offre une dimension de motivation pour les patients, tout en restant compatible avec le suivi clinique.

4. Recommandations & bonnes pratiques

- Vérifier la posture et l'ajustement de la selle avant chaque séance (genou avec légère flexion).
- Démarrer les premières séances à résistance faible pour garantir le bon contrôle moteur.
- Surveiller et corriger toute compensation (mauvais alignement, inclinaison).
- Utiliser les données (watt, cadence, pouls) pour calibrer les progressions.
- Assurer un entretien régulier : nettoyage, vérification des fixations, calibration du système électronique.

caractéristiques du produit :

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com



KINÉSTOCK
La référence

Poids: 52 kg
Dimensions: L 96 x l 56 x h 143 cm
Ecran: LCD rétroéclairé blanc
Programmes: 25
Poids max: 160 kg
Masse d'inertie: 16 kg
Réglage selle: oui
Réglage guidon: non
Capteur de pulsations: oui
Temps d'entraînement: oui
Calories: oui
Tour par minute: oui
Système de freinage: induction magnétique
Niveau de résistance: 32

Attributs du produit :

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com