

Vélo Ergomètre TOORX Chrono Line BRX-100



Chrono Line BRX 100Ergo, ce vélo ergomètre allie performance et confort.

Équipé d'un **système de résistance électronique** et d'un **écran LCD rétroéclairé**, il permet un entraînement personnalisé et précis.

Avec des **programmes variés** et une structure robuste.

Optimisez vos séances d'entraînement avec ce vélo ergomètre de qualité supérieure.

Référence BRX-100ERGO

EAN13 : -

CUP : -

Galerie de produits :



1. Conception & positionnement thérapeutique

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

Le **Toorx BRX-100 Ergo** fait partie de la gamme **Chrono Line**, pensée pour allier performance, design et compatibilité avec les applications connectées. Il s'adresse autant aux particuliers qu'aux professionnels (cabinets de kiné, salles de rééducation) qui souhaitent proposer un vélo fiable pour des protocoles doux de remise en charge, de reprise musculaire ou d'entretien.

2. Caractéristiques techniques clés

- Système **ergomètre magnétique par induction** avec réglage électronique sur **32 niveaux** de résistance.
- **Roue d'inertie de 14 kg**, assurant un mouvement fluide et stable.
- Console **multicolore rétroéclairée** avec connexion Bluetooth, support smartphone / tablette, applications iConsole+ et compatibilité **Kinomap**.
- Capacité maximale utilisateur : **150 kg**.
- Réglages de la **selle (vertical & horizontal)** et du guidon pour adapter la posture.
- Pédales larges avec lanières de maintien.
- Dimensions : **1087 × 558 × 1372 mm** (ou équivalent).
- Poids de l'appareil : ~ **37 kg**.
- Fonctions disponibles : vitesse, temps, distance, calories, pouls, RPM, programmes divers (manuel, Coach, HRC, watts).

3. Avantages pour la rééducation & kiné

- Permet un travail **progressif et précis** de la charge, ce qui est essentiel en phases de reprise ou de réadaptation musculaire.
- Le mode ergométrique garantit que l'effort est contrôlé et quantifiable (ex : watts), utile pour suivre l'évolution du patient.
- La connectivité et les applications ajoutent une dimension motivante tout en conservant un contrôle thérapeutique.
- Les réglages multiples (selle, guidon) offrent une adaptation à différents profils anatomiques et limitations fonctionnelles.
- Le design silencieux et fluide en fait un appareil pratique à utiliser en cabinet sans déranger l'environnement.

4. Recommandations & bonnes pratiques

- Ajuster la hauteur de selle et la distance pédale/siège pour que le genou soit légèrement fléchi (pas complètement tendu).
- Commencer les séances à faible résistance dans les phases de reprise.
- Surveiller la posture (alignement genou-hanche) pour éviter les compensations.
- Intégrer des protocoles de cadence, d'endurance douce et des sessions écourtées pour les patients fragiles.
- Assurer l'entretien régulier de l'appareil (nettoyage, vérification des fixations, etc.).

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com



KINÉSTOCK
La référence

caractéristiques du produit :

Poids: 39.5 kg

Dimensions: L 108.7 x l 55.8 x h 137.2 cm

Ecran: LCD rétro-éclairé multicolore

Programmes: 4

Poids max: 150 kg

Résistance: motorisé

Réglage selle: oui

Réglage guidon: oui

Capteur de pulsations: oui

Temps d'entraînement: oui

Calories: oui

Tour par minute: oui

Système de freinage: magnétique

Support téléphone/tablette: oui

Niveaux de résistance: 32

Roue d'inertie: 14 kg

Attributs du produit :

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com