

Test de 9 chevilles Jamar – kit de dextérité manuelle pour rééducation



Le **Test de 9 chevilles Jamar** est un outil standardisé utilisé en **kinésithérapie** pour mesurer la **dextérité manuelle fine**.

Il consiste à insérer puis retirer 9 chevilles dans un support aussi rapidement que possible, et fournit un indicateur fiable du contrôle moteur des doigts.

Référence 241515

EAN13 : -

CUP : -

Galerie de produits :

Le **Test de 9 chevilles Jamar** est un outil de référence en **kinésithérapie** et en **ergothérapie** pour évaluer la **dextérité manuelle fine**. Il est simple, rapide et reconnu comme un standard fiable pour mesurer la coordination et la motricité des doigts.

Un protocole standardisé

Le principe est clair : le patient doit **insérer puis retirer 9 chevilles** dans un plateau, avec chaque main, le plus rapidement possible. Le temps d'exécution est chronométré, offrant une mesure précise et reproductible des

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

capacités motrices.

Une valeur clinique éprouvée

- Utilisé dans le suivi des **patients neurologiques** (AVC, sclérose en plaques, Parkinson, etc.).
- Pertinent également en cas de **traumatismes ou blessures de la main**.
- Permet de comparer les performances entre les deux mains ou d'évaluer l'évolution dans le temps.

Un outil pratique et fiable

Compact et facile à utiliser, le **Test de 9 chevilles Jamar** s'intègre sans difficulté dans les bilans en cabinet ou en centre de rééducation. Il aide les professionnels à **quantifier objectivement les progrès** et à adapter leurs protocoles thérapeutiques.

caractéristiques du produit :

Attributs du produit :

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com