

Arches d'équilibre – lot de 3 pour rééducation, motricité & équilibre

Les **Arches d'équilibre – lot de 3** sont des outils thérapeutiques polyvalents conçus pour les cabinets de **kinésithérapie** et les programmes de **rééducation motrice**.



Grâce à leur forme rainurée, leur bord antidérapant et leur capacité à être combinées, elles permettent de travailler l'**équilibre**, la **proprioception** et la coordination, tout en s'adaptant aux patients dès les premières étapes de récupération.

Référence 233903

EAN13 : -

CUP : -

Galerie de produits :



1. Objectif thérapeutique

Les arches d'équilibre sont destinées à stimuler l'**équilibre**, la **coordination motrice** et la **proprioception** dans un cadre progressif. Elles conviennent aux patients en rééducation posturale, neurologique ou orthopédique, ainsi qu'aux exercices de motricité fine ou globale.

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

2. Conception & caractéristiques

- Dimensions : 59 × 21,5 × 10,3 cm (longueur × largeur × hauteur)
- Capacité de charge : jusqu'à 75 kg
- Surface rainurée + bord antidérapant pour assurer sécurité et adhérence pendant les exercices
- Empilables et modulables : les arches peuvent être combinées pour créer des formes variées (pont, sablier...) ou des parcours progressifs

3. Bénéfices en rééducation

- Favorisent des exercices d'**équilibre dynamique**, de marche en instabilité ou de transfert latéral, avec sécurité.
- Participant à la stimulation proprioceptive : utile pour recouvrer un contrôle postural.
- Adaptables à tous les âges : les enfants les utilisent pour le jeu moteur, tandis que les patients adultes ou âgés peuvent les intégrer dans des protocoles rééducatifs.
- Polyvalentes : en pont, balançoire, passage instable, ou comme repères de hauteur modulée.

4. Suggestions d'usage & précautions

- Commencer avec des exercices simples (marche lente, appui unipodal) avant d'augmenter la difficulté.
- Placer les arches face convexe vers le haut (pont) ou vers le bas (bascule) selon l'objectif moteur.
- Vérifier l'état des surfaces antidérapantes avant usage.
- Adapter selon les capacités du patient et surveiller la fatigue ou les compensations.

caractéristiques du produit :

Longueur: 59 cm

Largeur: 21.5 cm

Hauteur: 10.3 cm

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

Poids max: 75 kg

Attributs du produit :

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com