

Pack iPress 10+ avec écran + bottes 10 cellules + manchon 7 cellules et guéridon



Le **Pack I-Press 10** est un appareil de **pressothérapie professionnelle** conçu pour le **drainage lymphatique mécanique**, l'amélioration de la **circulation veineuse** et la **récupération musculaire**.

Équipé d'une **paire de bottes à 10 cellules**, d'un **manchon** et d'un **guéridon**, il permet un traitement complet des membres inférieurs et supérieurs en cabinet de **kinésithérapie** ou en centre de soins.

Référence 304936

EAN13 : -

CUP : -

Galerie de produits :

L'**i-Press 10+** est un appareil de **pressothérapie de dernière génération**, spécialement conçu pour la prise en charge des **pathologies circulatoires et lymphatiques chroniques** en cabinet de rééducation.

Il se distingue par son **écran tactile intuitif**, permettant d'accéder facilement à **28 programmes préenregistrés** ou de créer des **protocoles personnalisés** afin d'adapter précisément le traitement aux besoins de chaque patient.

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

Équipé de **10 cellules de compression séquentielle**, l'i-Press 10+ assure une pression progressive parfaitement contrôlée sur l'ensemble de la zone traitée. Cette technologie permet d'optimiser le **drainage lymphatique**, d'améliorer la **circulation veineuse** et d'augmenter l'efficacité thérapeutique tout en garantissant un **confort maximal pour le patient**.

Grâce à ses programmes **préconfigurés et personnalisables**, l'appareil offre une prise en charge thérapeutique précise et adaptable. Il constitue un **complément idéal aux techniques manuelles de drainage** utilisées en kinésithérapie.

Le **i-Press 10+** intègre également une **fonction de recouvrement des cellules**, permettant une compression progressive et continue entre les différentes chambres, pour un traitement plus fluide et physiologique.

Alliant **technologie avancée, simplicité d'utilisation et efficacité clinique**, cet appareil s'impose comme un équipement performant pour le traitement quotidien des troubles circulatoires et lymphatiques.

Les indications d'utilisation :

- Lymphœdème.
- Jambes lourdes.
- Élimination des toxines.
- Récupération musculaire / récupération sportive.
- Détente.
- Massage stimulant.
- Paresse intestinale.
- Sénologie
- Insuffisances veineuse
- Œdèmes

caractéristiques du produit :

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

Programmes: 28 prédéfinis

Pression maximale: 30 à 100 mmHg (par pas de 5 mmHg)

Contrôle de température: 15°C à 35°C

Attributs du produit :

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com