

Vélo semi-allongé de rééducation



CE

Le **vélo semi-allongé de rééducation** est conçu pour accompagner les patients dans un travail progressif, confortable et sécurisé des membres inférieurs. Grâce à son **accès facilité pour fauteuil roulant**, à son **siège pivotant et amovible**, à sa **faible charge de démarrage** et à son **pédalier réglable**, il s'adapte aux besoins des cabinets de kinésithérapie, centres de réadaptation et structures accueillant des patients présentant des limitations fonctionnelles du genou ou de la hanche. Il permet de proposer un **entraînement thérapeutique précis, reproductible et rassurant**, avec une excellente tolérance à l'effort dès les premières phases de reprise.

Référence GB7201

EAN13 : -

CUP : -

Galerie de produits :



Pensé pour la **rééducation fonctionnelle** et l'**exercice thérapeutique**, ce **vélo semi-allongé médical** répond aux exigences des professionnels qui recherchent un équipement à la fois accessible, robuste et simple à individualiser. Le fabricant le présente comme adapté aux utilisateurs ayant des **limitations de mobilité du**

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

genou et de la hanche, avec une conception favorisant un travail progressif grâce à une **résistance de départ très faible**.

Son vrai point fort pour un cabinet ou un plateau technique réside dans son **accessibilité**. Le **siège amovible** facilite le positionnement d'un patient en fauteuil roulant, tandis que le **siège pivotant à 360°** et le **cadre bas** simplifient les transferts et l'installation. Cette configuration contribue à sécuriser la prise en charge, à limiter les appréhensions du patient et à gagner du temps lors des séances.

Le travail thérapeutique est aussi renforcé par les possibilités de réglage. Le vélo dispose d'un **pédalier réglable**, avec un ajustement de manivelle indiqué sur la fiche fabricant, afin de mieux s'adapter à différentes longueurs de membres et d'optimiser le confort de pédalage. Le **siège surdimensionné de 20 pouces** offre pour sa part un bon niveau de soutien, avec **réglage horizontal**, **inclinaison du dossier** et, selon configuration, options complémentaires pour affiner encore davantage l'installation.

Côté usage clinique, ce vélo peut s'intégrer dans de nombreux protocoles où le thérapeute souhaite privilégier un effort guidé, doux et progressif des membres inférieurs, notamment dans les démarches de **reconditionnement à l'effort**, de **remise en mouvement**, de **travail d'endurance douce**, de **mobilisation active** et d'**entraînement cardio fonctionnel** chez des patients déconditionnés ou fragilisés. Cette orientation reste cohérente avec le positionnement du produit en rééducation et avec sa charge initiale réduite.

Pour le praticien, c'est un équipement rassurant car il combine **stabilité**, **ergonomie**, **résistance électromagnétique**, **suivi des paramètres d'exercice** et **forte capacité de charge utilisateur**. Il peut ainsi convenir à une patientèle variée, tout en apportant une image haut de gamme et professionnelle à l'espace de soin. La certification **CE** est indiquée par le fabricant, avec mention **FDA Class One Medical Devices** sur les fiches consultées.

Points forts produit

- **Vélo semi-allongé de rééducation** adapté à un usage en cabinet, centre de rééducation ou structure médicalisée
- **Accès fauteuil roulant** grâce au **siège amovible**
- **Siège pivotant 360°** pour faciliter les transferts à droite comme à gauche
- **Faible résistance au démarrage**, intéressante pour les débuts de prise en charge et les patients fragiles
- **Pédalier réglable** pour améliorer l'adaptation biomécanique au patient
- **Siège large et confortable**, avec **réglage horizontal** et **inclinaison**

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

- **Résistance électromagnétique EMS** pour un pédalage fluide et précis
- **Compatible export de données via USB** et selon console avec fonctions connectées comme **Kinomap** et **Zwift**
- **Poids utilisateur maximal de 226 kg**, point fort pour l'accueil d'une patientèle large

Utilisations thérapeutiques

- **Rééducation des membres inférieurs** dans le cadre d'une reprise progressive du mouvement
- **Travail de mobilité active** chez les patients présentant des limitations du **genou** ou de la **hanche**
- **Reconditionnement à l'effort** après immobilisation, chirurgie ou déconditionnement
- **Entraînement cardio-respiratoire doux** en environnement sécurisé
- **Prise en charge de patients âgés**, fragiles ou ayant besoin d'un appareil facile d'accès
- **Travail fonctionnel en position semi-allongée** lorsque la stabilité et le confort sont prioritaires

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com



KINÉSTOCK

La référence

CONSOLE

UPGRADE

Type d'écran



10.1" TFT LCD

Programmes d'exercices

16 programmes / Démarrage rapide, Intervalle, Objectif (Temps, Calories, Distance, Pas), HRC (60 %, 80 %, fréquence cardiaque cible), Personnalisé, Isocinétique, Jeux cognitifs.

Feedback affiché

Temps, Niveau, Pouls, Distance, Calories, METs / Watts, RPM / Vitesse.

Langues disponibles

EN, ZH-TW, ZH-CN, JP

Divertissement



Sans fil



Prise casque audio



Fréquence cardiaque

capteur intégré (5 kHz + Bluetooth BLE)



Standard



— Non inclus

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

caractéristiques du produit :

Dimensions: 174 x 62 x 133 cm

Poids max: 226 Kg

Niveaux de résistance: 32 (Standard Console) ; 36 (Smart Console)

Attributs du produit :

Ecran: 10.1" TFT LCD

Ceinture: Non, Oui

Accoudoirs : Non, Oui

Siège réglable (hauteur): Non, Oui

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com