

Vélo d'appartement de rééducation semi-professionnel



Le **vélo d'appartement de rééducation BH Fitness XTB MED** est conçu pour une utilisation intensive et convient particulièrement aux **cabinets de kinésithérapie**, espaces de rééducation et structures recherchant un équipement robuste et accessible. Son **cadre à accès facilité**, sa **résistance magnétique à 24 niveaux** et son **volant d'inertie de 14 kg** assurent un pédalage progressif, fluide et silencieux. Sa construction renforcée accepte des utilisateurs jusqu'à **180 kg** et permet une utilisation supérieure à **20 heures par semaine**. La connectivité **Bluetooth FTMS** permet également d'enrichir les séances grâce aux applications d'entraînement compatibles.

Référence H865H

EAN13 : -

CUP : -

Galerie de produits :



CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

Le **BH Fitness XTB MED** est un vélo d'appartement pensé pour offrir **accessibilité, stabilité et fluidité de pédalage** lors d'une utilisation intensive. Il constitue une solution particulièrement intéressante pour les **kinésithérapeutes**, centres de rééducation, espaces de remise en forme et structures accueillant plusieurs utilisateurs au cours de la journée.

Son principal avantage pour une utilisation en rééducation est son **cadre ouvert à accès facilité**. Cette conception simplifie l'installation sur le vélo et limite les mouvements nécessaires pour enjamber le châssis, un véritable atout pour accompagner des patients présentant une mobilité réduite ou reprenant progressivement une activité physique.

Le système de **résistance magnétique** offre un fonctionnement fluide et silencieux. Les **24 niveaux de résistance** permettent au professionnel d'adapter progressivement l'intensité de l'exercice au profil et aux capacités du patient. Le **volant d'inertie de 14 kg** favorise quant à lui un mouvement régulier et confortable, particulièrement appréciable lors des séances à intensité faible ou modérée.

Grâce à sa structure renforcée et à son **poids utilisateur maximal de 180 kg**, le XTB MED peut accueillir une grande diversité de morphologies. Sa capacité d'utilisation de **plus de 20 heures par semaine** en fait également un appareil adapté aux cabinets dans lesquels les séances peuvent s'enchaîner quotidiennement.

La **selle XXL réglable** contribue au confort et facilite l'adaptation du poste de travail à chaque utilisateur. Le vélo dispose également de pédales offrant un bon maintien du pied et d'un guidon stable permettant de sécuriser la position pendant l'exercice.

L'écran **LCD** permet de suivre les informations liées à l'entraînement tandis que la connectivité **Bluetooth FTMS** ouvre la possibilité d'utiliser des applications d'entraînement compatibles. Cette connectivité peut notamment contribuer à diversifier les séances et à maintenir la motivation lors des programmes de reprise d'activité ou de réentraînement à l'effort.

Enfin, les **roulettes de transport** facilitent le déplacement du vélo au sein d'un cabinet ou d'un espace de rééducation.

Les points forts du vélo XTB MED

- Conçu pour une utilisation intensive : plus de 20 h/semaine
- Charge utilisateur maximale : 180 kg
- Cadre ouvert à accès facilité
- Résistance magnétique silencieuse et progressive
- 24 niveaux de résistance

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

- **Volant d'inertie de 14 kg**
- **Pédalage fluide et régulier**
- **Selle XXL réglable**
- Guidon stable pour une position sécurisante
- Pédales avec maintien du pied
- **Écran LCD**
- **Bluetooth FTMS**
- Compatibilité avec des **applications d'entraînement**
- Port USB
- Gestion de profils utilisateur
- **Roulettes de transport**
- Structure robuste adaptée à des utilisations répétées
- Appareil non pliable

Utilisations en kinésithérapie et rééducation

Le vélo d'appartement peut être intégré par le kinésithérapeute dans différents programmes de **rééducation fonctionnelle** ou de reprise progressive de l'activité, en adaptant systématiquement la résistance, la durée et la position aux capacités du patient.

Le XTB MED peut notamment être utilisé pour :

- la **mobilisation progressive des membres inférieurs**
- le travail de la **mobilité du genou et de la hanche** par un mouvement cyclique contrôlé
- le **renforcement musculaire progressif des membres inférieurs**
- le travail des quadriceps, ischio-jambiers, mollets et muscles fessiers

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

- le **réentraînement à l'effort**
- l'amélioration progressive de l'**endurance cardiovasculaire**
- la reprise d'une activité physique avec un exercice à **faible impact articulaire**
- les programmes de **réathlétisation**
- le maintien de la condition physique
- les exercices destinés aux personnes ayant besoin d'un appareil avec **accès facilité**

La grande amplitude de réglage de la résistance permet au professionnel de santé de faire évoluer progressivement la difficulté des séances en fonction des objectifs thérapeutiques définis pour chaque patient.

caractéristiques du produit :

Dimensions: 130 x 61 x 150 cm

Fréquence d'utilisation: 20h/ semaine

Poids max: 180 Kg

Résistance: Magnétique

roulettes de déplacement: Oui

Attributs du produit :

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com