

Support axial avec poignée réglable pour déambulateur



Ce **support axial avec poignée réglable** complète le déambulateur G.6750-AP en offrant un point d'appui supplémentaire pendant les exercices de marche. Son réglage permet au professionnel d'adapter la prise en fonction des besoins de l'utilisateur.

Référence G.6750-AP/1

EAN13 : -

CUP : -

Galerie de produits :



Le support axial **G.6750-AP/1** est spécialement conçu pour compléter le **déambulateur réglable G.6750-AP**.

Équipé d'une **poignée réglable**, il apporte une possibilité supplémentaire de soutien et de prise pendant les exercices de déplacement. Il peut ainsi aider le professionnel à adapter davantage la configuration du

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

déambulateur aux capacités et aux objectifs de rééducation de l'utilisateur.

Cet accessoire est particulièrement intéressant dans le cadre de l'**apprentissage ou de la rééducation de la marche**, lorsque l'utilisateur nécessite un point d'appui complémentaire.

Points forts

- **Accessoire compatible avec le déambulateur G.6750-AP**
- Support axial
- **Poignée réglable**
- Apporte un point d'appui complémentaire
- Permet de personnaliser davantage la configuration du déambulateur
- Adapté aux exercices de **rééducation de la marche**
- Installation destinée à une utilisation encadrée par un professionnel

Utilisations

- Complément du déambulateur **G.6750-AP**
- Rééducation et apprentissage de la marche
- Travail des déplacements assistés
- Ajout d'un **point d'appui**
- Adaptation du dispositif aux besoins fonctionnels de l'utilisateur

Caractéristiques techniques

- Type : support axial avec poignée
- Poignée : **réglable**
- Compatibilité : déambulateur **G.6750-AP**

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

- Statut : accessoire optionnel

caractéristiques du produit :

Attributs du produit :

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com