

Appareil à ondes de choc– EnPuls 2NG



Découvrez l'**EnPuls 2 N**, un appareil d'**ondes de choc** de pointe, conçu pour des **traitements thérapeutiques** efficaces.

Utilisant la technologie des **ondes de choc radiales**, il permet de traiter diverses **douleurs musculo-squelettiques** et favorise la **régénération tissulaire**.

Cet appareil est idéal pour les **professionnels de santé** recherchant des solutions non-invasives pour améliorer la **mobilité** et réduire la **douleur** de leurs patients.

Référence Z1058
EAN13 : -
CUP : -

Galerie de produits :



L'enPuls 2N repose sur une technologie d'**ondes de choc radiales (RSWT)** à génération électromagnétique. Contrairement aux systèmes pneumatiques, cette technologie permet une **transmission d'énergie plus homogène**, une meilleure constance des paramètres et une usure mécanique réduite.

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

Les ondes acoustiques pénètrent les tissus et déclenchent des mécanismes physiologiques reconnus :

- **Stimulation de la néovascularisation**
- Activation du **métabolisme cellulaire**
- Effet antalgique durable
- Relance des processus de **réparation tissulaire**

L'appareil est particulièrement adapté à la prise en charge des pathologies chroniques résistantes aux traitements classiques.

Indications thérapeutiques

- **Fasciite plantaire**
- Tendinopathie d'Achille
- Épicondylite latérale (tennis elbow)
- Tendinopathie rotulienne
- Calcifications de la coiffe des rotateurs
- Syndrome du grand trochanter
- Points trigger myofasciaux
- Douleurs musculaires chroniques

Il s'intègre parfaitement dans des protocoles combinés avec thérapie manuelle, exercices thérapeutiques et renforcement progressif.

? Bénéfices pour le cabinet

- Traitements courts et efficaces
- Paramétrage précis de la **fréquence et de l'énergie**
- Interface intuitive

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

- Pièce à main ergonomique et résistante
- Idéal pour un usage quotidien intensif
- Forte valorisation de l'expertise du cabinet
- Rentabilité élevée grâce à une forte demande clinique

L'enPuls 2N permet de proposer une solution non invasive, scientifiquement validée, avec des résultats rapides sur les **douleurs chroniques musculo-tendineuses**.

Caractéristiques techniques

- Technologie **électromagnétique radiale**
- Réglage précis de la pression/énergie
- Réglage de la fréquence d'impulsions
- Interface digitale claire
- Appareils interchangeables selon indication
- Système compact et mobile
- Maintenance simplifiée
- Adapté à un usage professionnel intensif

Pourquoi intégrer l'enPuls 2N ?

Les ondes de choc sont devenues un standard dans la prise en charge des **tendinopathies chroniques et pathologies mécaniques résistantes**. L'enPuls 2N offre une technologie fiable, performante et durable, parfaitement adaptée aux exigences des kinésithérapeutes modernes.

C'est un investissement stratégique pour élargir votre offre thérapeutique et renforcer la qualité de votre prise en charge.

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com



KINÉSTOCK
La référence

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

caractéristiques du produit :

Poids: 2

Dimensions: (L/P/H) 322mm / 235mm / 130mm

Propriétés: niveaux d'énergie de 60 à 185 mJ (de 1 à 5 bar)fréquences d'impulsion de 1 à 22 Hzmodes burst 16 Hzcompteur positifcompteur négatif avec paramétrageguide de protocoles de traitementcarte SD pour mémoires

7 kg sans pièce à main: 1

Composition: Pièce à main : De type ergonomique avec enveloppe en aluminium et refroidissement intégré *

Dimensions 230mm

85 kg (avec câble): 1

mises à jour et service: 1

Attributs du produit :

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com