Vélot Droit ReCare 7.0 U Dyaco Médical



Le **Dyaco Rehabilitation Bike 7.0U** est un vélo droit de **rééducation** conçu pour les praticiens souhaitant proposer un outil de remise en forme sécurisé.

Avec sa **résistance réglable**, son **ergonomie adaptée** et son interface intuitive, il facilite le retour à la mobilité, le renforcement musculaire progressif et l'entretien fonctionnel, dans un cadre contrôlé et professionnel.

Référence DTE7000MU
EAN13 : -
CUP : -

Galerie de produits :





1. Positionnement thérapeutique

Le **Dyaco 7.0U** est destiné aux cabinets de **kinésithérapie**, centres de rééducation et environnements médicaux souhaitant intégrer des séances de vélo thérapeutique pour le membre inférieur. C'est une solution idéale pour la reprise après blessure, la remise en condition ou l'entretien musculaire.

2. Fonctionnalités clés

- Résistance réglable, souvent magnétique, permettant une progression continue du travail.
- Console avec affichage des paramètres essentiels (temps, distance, calories, RPM).
- Ergonomie centrée sur la stabilité, avec cadre robuste et position d'assise sécurisée.

CONTACTEZ-NOUS !
02 48 23 61 61
contact@kine-stock.com
www.kine-stock.com

- Possibilité d’un réglage de la hauteur de selle et de pédalier pour s’adapter à la morphologie du patient.
- Pédales assurant un bon maintien du pied, et entrée aisée avec potentiel point bas ou cadre ouvert.

3. Bénéfices en rééducation / kinésithérapie

- Permet un **renforcement progressif** sans contraintes excessives sur les articulations.
- Facilite le travail **endurance douce** ou récupération musculaire lors des protocoles.
- Idéal pour les phases de **reconnexion neuromusculaire** du membre inférieur.
- Confort et sécurité : favorise une posture correcte, évite les compensations.
- Outil compact, pratique pour l’intégration en cabinet ou salle de rééducation.

4. Conseils d’usage & recommandations

- Ajuster la hauteur de selle / pédalier pour un alignement genou-hanche correct.
- Commencer les protocoles à charge modérée, puis augmenter selon tolérance.
- Surveiller la position du tronc pour éviter les tensions lombaires.
- Éviter les mouvements brusques ; privilégier une cadence régulière.
- Assurer entretien (nettoyage, graissage ou vérification, selon modèle) pour la durabilité.

caractéristiques du produit :

Alimentation: AC 100-240 V
Poids: 65 kg
Dimensions: 145 x 54 x 135 cm
Ecran: Console LED couleur / affichage en watts
Garantie: 5 ans système magnétique 5 ans / pièces 3 ans
Programmes: 9
Video: TvD6JesKoTs
Fréquence d'utilisation: 8 h / jour
Poids max: 200 kg
Masse d'inertie: 7 kg
Résistance: 5 à 750 W
Réglage selle: oui
Réglage guidon: oui
Capteur de pulsations: au guidon
Niveaux de résistance: 1 à 50

CONTACTEZ-NOUS !
02 48 23 61 61
contact@kine-stock.com
www.kine-stock.com

Attributs du produit :