Artromot K1 Standard - Attelle motorisée



L'**ARTROMOT K1** est une attelle motorisée de **mobilisation passive continue** dédiée à la **rééducation post-opératoire du genou**. Conçue pour restaurer progressivement l'**amplitude articulaire**, limiter les **raideurs** et favoriser la **récupération fonctionnelle**, elle s'impose comme une référence en cabinet de kinésithérapie et en milieu hospitalier.

Référence 80.00.040
EAN13 : 4250886825617
CUP : -

Galerie de produits :



L'ARTROMOT K1 permet une **mobilisation passive contrôlée du genou** selon des paramètres précisément définis (flexion, extension, vitesse, durée). La thérapie par mobilisation passive continue est reconnue pour :

CONTACTEZ-NOUS !
02 48 23 61 61
contact@kine-stock.com
www.kine-stock.com

- Stimuler la **cicatrisation articulaire**
- Prévenir les **adhérences capsulo-ligamentaires**
- Réduire les **œdèmes post-opératoires**
- Améliorer la **nutrition du cartilage**
- Limiter la douleur par mobilisation douce et progressive

Grâce à sa conception ergonomique, l'appareil s'adapte facilement à la morphologie du patient et garantit un positionnement précis et confortable.

Indications thérapeutiques

- **Prothèse totale ou partielle du genou (PTG / PUC)**
- Reconstruction du ligament croisé antérieur (LCA)
- Arthrolyse du genou
- Suture méniscale
- Fractures articulaires du genou
- Raideur post-immobilisation
- Chirurgie du cartilage

Elle est particulièrement indiquée dans les premières phases post-opératoires afin d'optimiser la récupération articulaire.

Bénéfices pour le cabinet

- Gain de temps thérapeutique
- Programmation précise et reproductible
- Sécurisation des amplitudes
- Confort optimal pour le patient

CONTACTEZ-NOUS !
02 48 23 61 61
contact@kine-stock.com
www.kine-stock.com

- Adaptée à un usage intensif
- Valorisation d’un plateau technique moderne

L’ARTROMOT K1 permet d’intégrer un protocole structuré et scientifique dans la prise en charge post-chirurgicale du genou.

Caractéristiques techniques

- Mobilisation passive continue du **genou**
- Réglage précis des amplitudes de **flexion/extension**
- Vitesse ajustable
- Programmation personnalisable
- Télécommande intuitive
- Adaptation morphologique rapide
- Structure stable et robuste
- Fonctionnement silencieux
- Usage professionnel intensif

Pourquoi intégrer une attelle dans votre pratique ?

La mobilisation passive continue est un élément clé de la rééducation post-opératoire du genou. Elle permet de débuter précocement la récupération articulaire tout en respectant les contraintes biologiques des tissus opérés.

Avec l’ARTROMOT K1, vous proposez à vos patients une solution fiable, reconnue et sécurisée, favorisant un **retour fonctionnel plus rapide**.

caractéristiques du produit :

CONTACTEZ-NOUS !
02 48 23 61 61
contact@kine-stock.com
www.kine-stock.com

Poids: 11 kg
Longueur: 97 cm
Largeur: 36 cm
Hauteur: 23 cm
Amplitude: -10 à 120°
Vitesse: 25 à 180 ° par minute
Taille patient: 1.2 à 2.00 m

Attributs du produit :